



ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ

Для проведения отбора пробы:

ПРОБИРКУ ВСЕ ВРЕМЯ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬ СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО, ЗЕЛЕННОЙ КРЫШКОЙ ВВЕРХ!

- Открутите зеленую крышку с палочкой для забора образца.
- Введите круговыми движениями палочку для забора образца в 4-х разных областях образца кала (бороздки палочки должны быть покрыты).
- Верните зеленую крышку и плотно закройте. Не открывайте повторно.
- Осторожно перемешать покачивающими движениями. Для полного растворения образца кала в экстрагирующем буфере оставить не менее чем на 60 минут или оставить до полного растворения образца.
- До использования хранить пробирку белой крышкой вверх.
- Хранить пробирку с подготовленным образцом при $t +2 - +8^{\circ}\text{C}$ в защищенном от света месте не более 4-х дней.



Правильная подготовка к проведению диагностических процедур влияет на их качество и достоверность

ГБУЗ «КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
г. Калуга, ул. Вишневого, д.2, корп.2, тел. 8-903-811-1-911

